



PROFESJONALNY
LASER DO DEPILACJI
CZTEROWIĄZKOWY

755nm+808nm+940nm+1064nm





LUMEDRA

ZASADY DZIAŁANIA

Wprowadzenie do czterech długości fal

755nm

Szczególnie skuteczne dla jasnych, cienkich włosów

808nm


Złoty standard długości fali dla wszystkich typów włosów

940nm

Stosowane do usuwania zmian naczyniowych ze skóry

1064nm

Szczególnie skuteczne dla ciemnej, opalonej najlepsza jakość



12*12mm



12*24mm



12*36mm



nose hair removal tip

ZALETY

4-WIAZKOWE PRĘTY LASEROWE

Komfortowy zabieg laserowego usuwania włosów, całkowicie bezpieczny i bezbolesny



Interfejs obsługi jest prosty i łatwy do zrozumienia

Funkcje takie jak diagnostyka błędów i rejestrowanie danych sprawiają, że proces jest bezpieczniejszy, bardziej wydajny i bardziej kontrolowalny





LUMEDRA

ZASADA DZIAŁANIA

BEZBOLESNA DEPIŁACJA W PUNKCIE ZAMRAŻANIA

Energia lasera bezpośrednio działa na tkankę mieszków włosowych skóry właściwej, penetruje głęboko do korzenia mieszków włosowych, podgrzewa melaninę i rozprzestrzenia się na cały mieszek włosowy, niszcząc tkankę mieszków włosowych. Niechciane włosy oddzielają się od mieszków i ostatecznie wypadają.



Dodaj FAC: Skupienie wiązki.
Przy odległości roboczej 32mm,
gęstość energii wynosi $10\text{J}/\text{cm}^2@20\text{ms}$



Bez FAC: Wiązka gwałtownie się rozprasza.
Przy odległości roboczej 32mm,
gęstość energii wynosi około $2\text{J}/\text{cm}^2@20\text{ms}$



- Konstrukcja bezkryształowa, zmniejsza wagę uchwytu, praca w komforcie przez wiele godzin i minimalizuje ryzyko uszkodzenia
- Dwa razy większa energia rywalizuje z mikrokanalem





LUMEDRA

DUŻA WIELKOŚĆ PLAMKI

12x36mm



- Wysoka moc: 1200W / 1600W
- Żywotność głowicy: 100 milionów błysków
- Obie głowice wyposażone w ekrany 4K



SYSTEM CHŁODZENIA TEC



Chłodzenie w 1 min.
-25°C



Najniższa temperatura
-25°C



**LUMEDRA****FUNKCJA**

TECHNOLOGIA NIEINWAZYJNA | POPULARNA NA ŚWIECIE | UDOWODNIONY EFEKT KLINICZNY



Pod pachą



Ramię



Noga



Włosy na wardze



Odpowiednie dla wszystkich kolorów skóry i typów włosów.

Długości fal 755nm, 808nm, 940nm, 1064nm mogą skutecznie zaspokoić potrzeby różnych kolorów skóry i włosów oraz zapewnić klientom spersonalizowaną, bezpieczną i skuteczną laserową depilację.

PRZED I PO

Usuwanie owłosienia dla wszystkich typów skóry i kolorów włosów. Odmładzanie skóry




Przed




Po

Usuwanie włosów z pleców



Przed



Po

Usuwanie włosów z klatki piersiowej



Przed



Po

Usuwanie włosów z pachy



Przed



Po

Usuwanie włosów z nogi

WSKAZANIA DO ZABIEGÓW I KORZYŚCI – LASER DO DEPILACJI

1. WSKAZANIA DO ZABIEGU

Depilacja

- Odpowiedni dla wszystkich fototypów skóry: jasnej, opalonej oraz ciemnej.
- Skuteczny dla wszystkich rodzajów włosów: cienkich blond, jasnego meszku oraz grubych, ciemnych włosów.
- Obszary zabiegowe:
 - ramiona,
 - nogi,
 - pachy,
 - wąsik,
 - okolice bikini,
 - plecy,
 - klatka piersiowa.
- Leczenie:
 - hirsutyзму (nadmiernego owłosienia),
 - wrastających włosów,
 - zapalenia mieszków włosowych spowodowanego częstą depilacją.



2. KORZYŚCI - POPRAWA KONDYCJI SKÓRY

Poprawa kondycji skóry

- Zaczernienia skóry.
- Teleangiektazje (rozszerzone naczynka).
- Przebarwienia po depilacji.
- Szorstka skóra typu „gęsia skórka”.
- Matowa cera.
- Rozszerzone pory.



ZWIEKSZONA
ELASTYCZNOŚĆ
ZWIĘKSZONA ELASTYCZNOŚĆ



ZMNIJSZONE
POZEHNONIA
ZACZERNIENIA



ZMNIJSZONE
ZACZERNIENIA



DLA KAŻ
SKÓRY



ZMNIJSZONE
ZACZERNIENIA



1. KORZYŚCI KLINICZNE DLA KLIENTÓW

1. Cztery długości fali (755 + 808 + 940 + 1064 nm) umożliwiają indywidualne dopasowanie zabiegu i zapewniają długotrwałą redukcję owłosienia.
2. Skupiona wiązka FAC dostarcza skoncentrowaną energię, co pozwala uzyskać szybsze efekty przy mniejszej liczbie zabiegów.
3. Kilka dużych rozmiarów plamki zabiegowej umożliwia szybsze wykonanie zabiegu i skraca czas oczekiwania.
4. System chłodzenia TEC osiągający temperaturę do -42°C zapewnia bezbolesny, nieinwazyjny zabieg bez okresu rekonwalescencji.
5. Trzy efekty jednocześnie:
 - a. usuwanie owłosienia,
 - b. redukcja zaczerwienień,
 - c. odmładzanie skóry.
6. Delikatna emisja energii zmniejsza ryzyko oparzeń oraz przebarwień pozapalnych, również u osób z ciemniejszą karną.



ZWIĘKSZONA
ELASTYCZNOŚĆ



ZMNIJSZONE
PRZEBARWIENIA



ZMNIJSZONE
POZEHNONIA

2. KORZYŚCI BIZNESOWE DLA SALONÓW

1. Możliwość obsługi klientów z każdym typem skóry i włosów.
2. Wielofunkcyjne urządzenie zwiększające wartość pojedynczej wizyty klienta.
3. Moc 1200 W lub 1600 W oraz żywotność głowicy do **100 milionów impulsów**, co oznacza niskie koszty eksploatacji.

