

Zaawansowany Laser tutowo ER:yag

1927 nm + 1550 nm



1927 nm
Thulium laser



1550 nm
Er:YAG laser



Precyzyjne działanie
wysoka skuteczność



Bezpieczne dla skóry
minimalny czas rekonwalescencji

WIELOZADANIOWOŚĆ Z WYMIENNYMI KOŃCÓWKAMI



TIP 10MM



TIP 15MM



TIP 20MM



TIP 30MM



ODMŁADZANIE
I REGENERACJA



REDUKCJA
BLIŹN I ROZSTĘPÓW



POPRAWA KOLORYTU
I STRUKTURY SKÓRY



USUWANIE PRZEBARWIEŃ
I LESJI SKÓRNYCH



PARAMETRY TECHNICZNE



DŁUGOŚĆ FALI
1927 nm (Thulium)
1550 nm (Er:YAG)



RODZAJ LASERA
Laser tutowy
ER:yag



PRECYZJA
Frakcyjny i nieablacyjny
wysoka precyzja działania



EKRAN
Dotykowy, kolorowy
interfejs



CHŁODZENIE
Zintegrowany system
chłodzenia



BEZPIECZEŃSTWO
Bezpieczny dla skóry
krótki czas rekonwalescencji



Zaawansowany

Laser tętnowy ER:YAG

1927 nm + 1550 nm

1550 nm | ER:YAG



1927 nm (ER:YAG)
Tytan laser



1550 nm
ER:YAG laser



Precyzyjne działanie
wysoka skuteczność



Bezpieczne dla skóry
minimalny czas rekonwalescencji



ZALECANA KOLEJNOŚĆ ZABIEGU

Obie długości fal można stosować podczas jednej sesji.

Producent zaleca następującą kolejność:

1. Najpierw zastosować laser 1550 nm, który działa na głębsze warstwy skóry.
2. Następnie zastosować laser 1927 nm (ER:YAG), aby usunąć powierzchowne przebarwienia i poprawić koloryt skóry.

Takie połączenie zwiększa skuteczność terapii.



RÓŻNORODNE ZABIEGI DZIĘKI
WYMIENNYM KOŃCÓWKOM
(W ZESTAWIE)

KOŃCÓWKA 10 MM



 UŻYCIE NA MAŁE
ZMARSZCZKI
(np. na twarzy)

KOŃCÓWKA 15 MM



 FRAKCJONOWANIE
OGÓLNE
(redukcja porów)

KOŃCÓWKA 20 MM



 FRAKCJONOWANIE
GŁĘBSZE
(np. redukcja blizn)

KOŃCÓWKA 30 MM



 ODCHUDZANIE
I KONTUROWANIE SKÓRY
(np. na ciele)



DŁUGOŚĆ FALI
1927 nm (Tytan)
1550 nm (ER:YAG)



RODZAJ LASERA
Laser tętnowy
ER:YAG



PRECYZJA
Fracyny i meablacyjny
wysoka precyzja działania



EKRAN
Dotykowy, kolorowy
interfejs



CHŁODZENIE
Zintegrowany system
chłodzenia



BEZPIECZEŃSTWO
Bezpieczny dla skóry
krótki czas rekonwalescencji

3. WYŻSZA EFEKTYWNOŚĆ LECZENIA

Długość fali 1550 nm

Najlepiej sprawdza się przy leczeniu głębszych problemów skóry, takich jak:

- głębsze przebarwienia,
- zmarszczki,
- rozszerzone pory.

Długość fali 1927 nm

Przeznaczona jest do leczenia powierzchniowych zmian, takich jak:

- łagodne i umiarkowane uszkodzenia posłoneczne,
- powierzchniowe przebarwienia,
- zaburzenia pigmentacyjne.



ZAŁECANA KOLEJNOŚĆ ZABIEGU

Obie długości fal można stosować podczas jednej sesji.

Producent zaleca następującą kolejność:

1. Najpierw zastosować laser 1550 nm, który działa na głębsze warstwy skóry.
2. Następnie zastosować laser 1927 nm, aby usunąć powierzchniowe przebarwienia i poprawić koloryt skóry.

Takie połączenie zwiększa skuteczność terapii.

EFEKTY ZABIEGU

- Pierwsze efekty są zwykle widoczne w ciągu około 7 dni od zabiegu.
- Zaleca się wykonywanie zabiegu raz w miesiącu.
- Według producenta, w przypadku rozstępów około 3 zabiegi mogą przynieść bardzo wyraźną poprawę, jednak stwierdzenie o ich „całkowitym usunięciu” należy traktować ostrożnie. W praktyce klinicznej skuteczność zależy od wieku rozstępów, ich głębokości, rodzaju skóry oraz indywidualnej odpowiedzi organizmu. Całkowite usunięcie rozstępów nie jest gwarantowane.



2. WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ZABIEGÓW

Połączenie fal 1550 nm i 1927 nm pozwala uzyskać kompleksowe działanie na wszystkich warstwach skóry.

Dzięki temu możliwa jest jednoczesna poprawa:

- kolorytu skóry,
- struktury skóry.

Działanie lasera 1927 nm

Laser:

- usuwa komórki zawierające melaninę,
- rozbija nagromadzony pigment,

co prowadzi do wyrównania kolorytu skóry.

Działanie lasera 1550 nm

Laser powoduje kontrolowaną koagulację termiczną uszkodzeń przebarwień, co pobudza:

- przebudowę skóry,
- regenerację tkanek,
- produkcję nowego kolagenu.



1. SZEROKIE ZASTOSOWANIE

Długości fal 1550 nm i 1927 nm oddziałują na różne warstwy skóry, dzięki czemu mogą skutecznie leczyć różne problemy dermatologiczne.

Laser 1550 nm

Działa na głębsze warstwy skóry i służy do poprawy:

- drobnych i umiarkowanych zmarszczek,
- rozszerzonych porów,
- szorstkiej struktury skóry,
- drobnych zmarszczek wokół oczu,
- ogólnej poprawy tekstury skóry.

Laser 1927 nm

Działa na powierzchowne warstwy skóry i jest stosowany do leczenia:

- matowej, pozbawionej blasku cery,
- plam posłonecznych,
- plam pigmentacyjnych,
- rogowacenia słonecznego (rogowacenie aktyniczne).



Laser tulowy 1927 nm / Er:YAG 1550 nm

Dostępne konfiguracje

Urządzenie występuje w dwóch wersjach:

- Jedna długość fali – 1927 nm (laser tulowy)
- Podwójna długość fali – 1927 nm (Tulium) + 1550 nm (Er:YAG)


1. Szerokie zastosowanie

Długości fal 1550 nm i 1927 nm oddziałują na różne warstwy skóry, dzięki czemu mogą skutecznie leczyć różne problemy dermatologiczne.

Laser 1550 nm

Działa na głębsze warstwy skóry i służy do poprawy:

- drobnych i umiarkowanych zmarszczek,
- rozszerzonych porów,
- szorstkiej struktury skóry,
- drobnych zmarszczek wokół oczu,
- ogólnej poprawy tekstury skóry.



Laser 1927 nm

Działa na powierzchniowe warstwy skóry i jest stosowany do leczenia:

- matowej, pozbawionej blasku cery,
- przebarwień,
- plam posłonecznych,
- plam pigmentacyjnych,
- rogowacenia słonecznego (rogowacenie aktyczne).

